

# DBM NOVIOBONE®

## MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA

### La solución de matriz ósea desmineralizada para una regeneración eficaz.

La matriz ósea desmineralizada (DBM) NovioBone es un **aloinjerto** de alta calidad y pureza, diseñado para ofrecer una compatibilidad óptima y favorecer resultados clínicos superiores.

Esta **avanzada solución** está destinada para su uso en procedimientos médicos quirúrgicos y en combinación con dispositivos protésicos para corregir, reestructurar, dar soporte o llenar defectos óseos, deficiencias o pérdidas óseas, adaptándose a las preferencias de cada cirujano en cuanto a tamaño y dosis.

#### VENTAJAS NOVIOBONE:

- Seguridad:** El tejido se esteriliza en su procesamiento final y cualquier virus presente se inactiva por radiación gamma. Nivel de Esterilidad (SAL):  $10^{-6}$
- Efectividad:** El aloinjerto conserva sus propiedades mecánicas y biológicas después de la irradiación, sin reducir su efectividad.
- Calidad:** Todos los tejidos son sometidos a todas las directivas actuales europeas.



Se presenta en **jeringas de fácil uso, precargadas de 2,5cc, 5cc y 10cc**. Disponible también en NovioBone Plus Inyectable la **presentación de 1,0 cc**. Conservación a temperatura ambiente entre 4 y 30°C para mantener su integridad y eficacia. El tamaño de sus partículas de hueso cortical varía entre 250 y 850 micras.

#### Aplicaciones en Diversas Disciplinas:

- Cirugía Ortopédica:** Optimiza la recuperación postoperatoria.
- Cirugía Odontológica / Maxilofacial:** Mejora la regeneración ósea.
- Cirugía Neurológica:** Apoya la reparación de tejidos.
- Cirugía Traumatológica:** Acelera la cicatrización de fracturas.

# PRODUCTOS

## MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA (DBM)


### NOVIOBONE INYECTABLE:

- **Composición DBM** con un 75% de hueso cortical desmineralizado humano.
- **Vehículo:** 25% de biopolímero de baja viscosidad con gelatina y ácido hialurónico.
- **Se proporciona estéril mediante vapor.**



### NOVIOBONE PASTE:

- **Composición DBM** con un 75% de hueso cortical desmineralizado humano.
- **Vehículo:** 25% de biopolímero de alta viscosidad con gelatina y ácido hialurónico.
- **Moldeable.**
- **Se proporciona estéril mediante vapor.**



### NOVIOBONE PLUS INYECTABLE:

- **Composición DBM** con un 100% de hueso cortical desmineralizado humano, siendo la opción más biocompatible del mercado.
- **Vehículo:** 100% de origen humano, sin aditivos.
- **Se proporciona estéril mediante radiación gamma.**



+34 91 355 14 38

 Calle Ferrer del Río, 15  
28028 Madrid

 [www.oyasama.es](http://www.oyasama.es)  
[oyasama@oyasama.es](mailto:oyasama@oyasama.es)

 [linkedin.com/company/oyasama/](https://linkedin.com/company/oyasama/)

  [@oyasamamedical](https://@oyasamamedical)