

Hyalosyn™ Gel es una solución viscoelástica de hialuronato de sodio al 1 %, que se presenta en una jeringa estéril precargada, para mejorar la movilidad articular con entre tres y cinco inyecciones (una a la semana).

Hyalosyn™ Gel alivia el dolor articular causado por la artrosis.



- Elaborado mediante fermentación sintética
- Sin residuos microbiológicos
- Apto para inyección intrarticular en todas las diartrosis
- Jeringa estéril precargada para una inyección más sencilla
- Terapia probada clínicamente para la artrosis durante más de diez años

INFORMACIÓN TÉCNICA

		Hyalosyn™ Gel 2 ml	
Composición	Hialuronato de sodio al 1 % (producido por fermentación)		
Embalaje¹	Principal	Solución estéril en jeringa con capuchón	
		Aplicador en blíster	
	Secundario	Caja de cartón	
Esterilización	Jeringa	Esterilización con calor húmedo	
Almacenamiento	Temperatura de almacenamiento	2-25 grados Celsius	
	Periodo de validez	3 años	

¹ No utilizar el producto si el embalaje está abierto o dañado

Hyalosyn™ Gel

Ácido hialurónico para las diartrosis

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Hyalosyn™ Gel		
Descripción del producto	Volumen	Código de producto
Hyalosyn™ Gel en jeringa	1 × 2,0 ml	LB-B S 044-0200



Hyalosyn™ Gel

Ácido hialurónico para las diartrosis

Producto distribuido por:

Oyasama, S.L.

 Calle Ferrer del Río, 15 - 28028 Madrid

 +34 91 355 14 38

 +34 91 355 12 93

 www.oyasama.es

 oyasama@oyasama.es